



KERN & Sohn GmbH

Ziegelei 1
72336 Balingen-Frommern
Germany

www.kern-sohn.com

 +0049-[0]7433-9933-0

 +0049-[0]7433-9933-149

 info@kern-sohn.com


Maßtabelle Hakengewichte



Inhaltsverzeichnis

1	Maßtabelle für Hakengewichte / Hook weight dimensions	2
----------	--	----------

1 Maßtabelle für Hakengewichte / Hook weight dimensions



Gewicht Weight	Durchmesser Diameter [mm]	Höhe Height [mm]	Hakenhöhe hook height [mm]	Hakendurchmesser hook diameter [mm]	Gesamt total height [mm]
	Ø A	C	D	B	~ C+D
1 g	6,0	3,3	10,0	7,0	13
1 cN	6,0	3,3	10,0	7,0	13
2 g	6,0	7,7	10,0	7,0	18
2 cN	6,0	7,7	10,0	7,0	18
5 g	8,0	11,7	10,0	7,0	22
5 cN	8,0	11,7	10,0	7,0	22
10 g	10,0	14,7	12,0	10,0	27
10 cN	10,0	14,7	12,0	10,0	27
20 g	13,0	17,9	12,0	10,0	30
20 cN	13,0	17,9	12,0	10,0	30
50 g	18,0	23,7	12,0	10,0	36
50 cN	18,0	23,7	12,0	10,0	36
100 g	22,0	31,4	22,0	16,0	54
1 N	22,0	31,4	22,0	16,0	54
200 g	28,0	39,0	22,0	16,0	61
2 N	28,0	42,0	22,0	16,0	61
500 g	38,0	60,0	27,0	21,0	92
5 N	38,0	60,0	27,0	21,0	92
1 kg	48,0	74,4	27,0	21,0	107
10 N	48,0	74,4	27,0	21,0	107
2 kg	60,0	95,8	45,0	32,0	146
20 N	60,0	95,8	45,0	32,0	146
5 kg	80,0	129,1	63,0	40,0	198
50 N	80,0	129,1	63,0	40,0	198
10 kg	100,0	158,5	63,0	40,0	227
100 N	100,0	158,5	63,0	40,0	227

Alle Werte sind mit einer Toleranz von $\leq 5\%$ angegeben. Änderungen vorbehalten.